


Jan Langner

Birkachstraße 17/1  
73529 Schwäbisch Gmünd

Telefon 0 71 71 9 47 35-0  
Telefax 0 71 71 4 17 86  
Jan.Langner@t-online.de  
www.jetpin.de

Jet-Fix

GEBRAUCHSANWEISUNG

> 1	> 2	> 3	> 4	> 5	> 6	> 7	
Bohrtiefe mit Bohrlehre einstellen [mehr Tiefe, mehr Friktion].	Pro Stumpf zwei Bohrungen, pro Segment ebenfalls zwei Bohrungen.	Vorsicht: Die Pins bitte nur leicht eindrücken [mit dem Finger oder Schwamm – Abratzzoo weiche Seite].	Mit Suppensockler Zahnkranz untersockeln [siehe <a href="http://www.jetpin.de">www.jetpin.de</a> ].	Wichtig! Nach einer halben Stunde Zahnkranz durch leichtes Klopfen mit dem Hammer vom Sockel lösen.	Zahnkranz danach nur noch gesägt auf den Sockel zurücksetzen. Sägen mit der Sägemaschine von Fa. Schick, G2 Concept.		Danach besteht die Möglichkeit, die Stümpfe mit dem Stumpftrimmer G3 Concept von Fa. Schick weiter zu bearbeiten

MODE D'EMPLOI  
INSTRUCTIONS

# Jet-Fix

> 1	> 2	> 3	> 4	> 5	> 6	> 7
Adjust the drilling depth with the drilling jig [the more depth the more friction you get].	Each die gets two drill holes, each segment also two drill holes.	Attention: Please push to place very light [with the finger or with a sponge].	Fill the base former with liquid stone [see <a href="http://www.jet-pin.de">www.jet-pin.de</a> ].	Important! After 30 minutes remove the die model with light hammer taps.	Put only the separated dies back in the base. You can saw with the saw machine G2 Concept from the Schick Company.	Afterwards you have the possibility to trim the dies with the G3 Concept from the Schick Company.
Régler la profondeur du trou à l'aide du gabarit [plus le profondeur, plus le friction].	Deux trous par die, également deux trous par segment.	Attention: Positionner les pins en les enfonçant légèrement [avec les doigts ou une éponge].	Réaliser un socle avec le plâtre à socle liquide Suppen-Sockler.	Important! Après une demi-heure, détacher l'arcade du socle en tapant légèrement avec un marteau.	Repositionner l'arcade sur le socle après l'avoir fractionnée. Scier avec la scie Concept G2 de Schick.	Ensuite vous avez la possibilité de travailler le die avec la détoureuse Concept G3 de Schick.

